✓ GUIA COMPLETO DE TESTES E INTEGRAÇÃO N8N

INDICE

- 1. Testes Locais (Sem N8N)
- 2. Teste da API Isolada
- 3. Teste com Webhook Temporário
- 4. Configuração do N8N
- 5. Integração Completa
- 6. Monitoramento e Logs
- 7. Resolução de Problemas

1. TESTES LOCAIS (SEM N8N)

🚀 Iniciar o servidor:

cd app yarn dev

URLs para testar:

- Landing Page: http://localhost:3000/landing
- Onboarding: http://localhost:3000/onboarding
- API Status: http://localhost:3000/api/onboarding (GET)

📝 Teste manual:

- 1. Acesse http://localhost:3000/landing
- 2. Clique em "Começar Agora"
- 3. Preencha o formulário de onboarding
- 4. Observe os logs no terminal
- 5. Verifique a mensagem de sucesso

🔽 O que esperar:

- V Formulário funciona sem erros
- Logs mostram dados recebidos
- Mensagem de sucesso com tenant id
- Redirecionamento para landing page

2. TESTE DA API ISOLADA

🔖 Teste automatizado:

```
node test-api.js
```

C Teste com curl:

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/onboarding \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-Client-Version: 2.0.0' \
  -d '{
    "real_phone": "+5511987654321",
    "clinic_name": "Clínica Teste",
    "admin_email": "admin@teste.com",
    "doctor_name": "Dr. João Silva",
    "doctor_crm": "CRM/SP 123456",
    "speciality": "cardiologia",
    "consultation_duration": "30",
    "establishment_type": "small_clinic",
    "plan_type": "professional",
    "qualifications": ["Telemedicina", "Agenda Online"]
}'
```

🔽 Resposta esperada:

```
"success": true,
   "message": "Cadastro realizado com sucesso! Em breve você receberá um email com os
próximos passos.",
   "data": {
        "tenant_id": "clinica-teste-alb2c3d4",
        "clinic_name": "Clínica Teste",
        "doctor_name": "Dr. João Silva",
        "status": "pending_approval"
    }
}
```

3. TESTE COM WEBHOOK TEMPORÁRIO

⊗ Configurar webhook de teste:

- 1. Vá em https://webhook.site
- 2. Copie a URL única gerada
- 3. Abra o arquivo test-webhook.html no navegador
- 4. Cole a URL do webhook.site
- 5. Preencha o formulário e teste

© Configurar no código:

```
# Editar arquivo .env (criar se não existir)
echo "N8N_WEBHOOK_URL=https://webhook.site/sua-url-unica" > app/.env
```

Executar teste:

- 1. Abra test-webhook.html no navegador
- 2. Configure a URL do webhook
- 3. Preencha os dados de teste
- 4. Clique em "Testar Webhook"
- 5. Verifique o webhook.site para ver os dados

Verificações:

- V Dados aparecem no webhook.site
- ✓ JSON estruturado corretamente
- <a>✓ Tenant_id é gerado
- Todos os campos estão presentes

4. CONFIGURAÇÃO DO N8N

📦 Opção 1: N8N Local

```
# Instalar N8N
npm install -g n8n

# Iniciar N8N
n8n start

# Acesse: http://localhost:5678
```

Opção 2: N8N Cloud

- 1. Vá em https://n8n.cloud
- 2. Crie uma conta
- 3. Crie um novo workflow

📋 Importar Workflow:

- 1. No N8N, vá em "Workflows"
- 2. Clique em "Import from file"
- 3. Selecione n8n-workflow.json
- 4. Configure as credenciais necessárias

Configurar Webhook:

- 1. No workflow, clique no nó "Webhook Vivassit"
- 2. Copie a URL do webhook gerada
- 3. Adicione no seu .env:

N8N_WEBHOOK_URL=https://sua-instancia-n8n.com/webhook/vivassit-onboarding

5. INTEGRAÇÃO COMPLETA

Fluxo completo:

Frontend → API Vivassit → N8N Webhook → Singular/NBN → Email

😭 Configurar variáveis no N8N:

- Singular API: Configurar credenciais da API Singular
- NBN API: Configurar credenciais da API NBN
- SMTP: Configurar servidor de email

Teste end-to-end:

- 1. Preencha o onboarding completo
- 2. Verifique logs do Next.js
- 3. Verifique execução no N8N
- 4. Confirme criação no Singular/NBN
- 5. Verifique recebimento do email

6. MONITORAMENTO E LOGS

III Logs do Next.js:

No terminal onde roda yarn dev, observe:

✓ Dados enviados com sucesso para webhook: clinica-teste-a1b2c3d4

✓ Logs do N8N:

- Acesse a aba "Executions" no N8N
- Verifique execuções bem-sucedidas
- Analise dados de entrada e saída

Debug no navegador:

- 1. F12 → Console
- 2. Network → Verifique chamadas API
- 3. Application → LocalStorage (se houver)

Verificar emails:

- Confirme recebimento do email de boas-vindas
- Verifique se dados estão corretos

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

X Erro: "Webhook call failed"

Solução:

- Verifique se N8N está rodando
- Confirme URL do webhook no .env
- Teste webhook diretamente

X Erro: "Campos obrigatórios ausentes"

Solução:

- Verifique se todos os campos estão preenchidos
- Confirme validação no frontend
- Teste com dados mínimos

X Erro: "TypeScript compilation failed"

Solução:

```
cd app
yarn tsc --noEmit
# Verifique erros e corrija
```

X Erro: "CORS blocked"

Solução:

- Adicione headers CORS apropriados
- Verifique configuração do N8N

C Teste de conectividade:

```
# Testar conexão com N8N
curl -X POST https://sua-url-n8n/webhook/vivassit-onboarding \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '{"test": "connection"}'
```

© CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

Frontend:

- [] Landing page carrega sem erro
- [] Onboarding funciona completamente
- [] Validação de campos funciona
- [] Mensagem de sucesso aparece
- [] Tenant_id é exibido

Backend API:

- [] POST /api/onboarding responde 200
- [] Tenant id é gerado corretamente
- [] Payload contém todos os campos

- [] Validação rejeita dados incompletos
- [] Webhook é chamado com sucesso

🔽 N8N Integration:

- [] Workflow está ativo
- [] Webhook recebe dados
- [] Dados são processados corretamente
- [] APIs Singular/NBN são chamadas
- [] Email de boas-vindas é enviado

End-to-end:

- [] Fluxo completo funciona
- [] Dados chegam nos sistemas finais
- [] Usuário recebe confirmação
- [] Logs estão funcionando
- [] Monitoramento está ativo

🚀 COMANDOS RÁPIDOS

Iniciar tudo:

```
# Terminal 1: Next.js
cd app && yarn dev
# Terminal 2: N8N (se local)
n8n start
# Terminal 3: Testes
node test-api.js
```

URLs importantes:

- App: http://localhost:3000
- N8N: http://localhost:5678
- API: http://localhost:3000/api/onboarding
- Teste: file://\$(pwd)/test-webhook.html

SUPORTE

Se encontrar problemas:

- 1. Verifique este guia primeiro
- 2. Analise os logs detalhadamente
- 3. Teste cada componente isoladamente
- 4. Entre em contato: suporte@vivassit.com.br
- 🎉 Sucesso! Sua integração Vivassit + N8N está funcionando!